

CYBERLAB – PRELEVEMENTS

Rappel des bonnes pratiques

Conforme

- Très proche du bouchon
- Dans l'axe du tube
- Etiquette à tube




Non conforme

- Trop loin du bouchon
- Pas dans l'axe du tube
- Etiquette pliée
- Etiquette de dossier



Pour que les tubes soient pris correctement en charge par la nouvelle chaîne automatisée du laboratoire de la Clinique CHC MontLégia, l'étiquette doit être bien collée.

Sinon, il faut que le technicien décolle et recolle, ce qui est une perte de temps énorme pour tout le monde.



Attention de :

- bien coller la bonne couleur sur le bon tube
- bien coller la bonne date (ne pas reprendre des étiquettes d'anciens dossiers)

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COLLABORATION